



| Pos. | 10 mm | Désignation | Problème possible | Solution | Contrôle recommandé, remplacement potentiel* | Remplacement au plus tard après |
|---|----------------|---|--------------------------------|-----------|--|---------------------------------|
| Articulation modulaire | | | | | | |
| 1 | SB6039-L0580 | boulon à goupille fendue | usure | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| 3 | SF0390-01 | clavette avec goupille | rupture | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| 4 | GS1206-040 | rondelle de friction, Ø = 12 mm | usure | remplacer | tous les 6 mois | 18 mois |
| 4 | GS1206-045 | | | | | |
| 4 | GS1206-050 | | | | | |
| 4 | GS1206-055 | | | | | |
| 4 | GS1206-060 | | | | | |
| 5 | SF0860-L/AL | plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite** | usure | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| 5 | SF0860-R/RAL | plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite** | | | | |
| 6a | VE3771-04/10 | joint torique pour le blocage de la vis de réglage sur orthèse** | usure | remplacer | tous les 6 mois | 18 mois |
| 6c | FE1615-01 | ressort de pression** | usure | remplacer | tous les 6 mois | 18 mois |
| 6d | GS0604-350 | douille de guidage** | usure | remplacer | tous les 6 mois | 18 mois |
| 6e | PN0003-L02 | amortisseur de butée** | usure | remplacer | tous les 6 mois | 18 mois |
| 6f | SH0490-01 | piston** | usure | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| 8 | FE1622-01 | ressort de pression, doré** | usure | remplacer | tous les 6 mois | 18 mois |
| 9 | SF0840-07 | boulon** | usure | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| 11 | SC1403-L08 | vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple** | usure | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| 12 | SC1403-L08 | vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)** | | | | |
| 5-12 | SF8970-L/AL | ensemble fonctionnel modularité plug + go, latérale gauche ou médiale droite*** | perte de fonctionnalité, usure | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| 5-12 | SF8970-R/RAL | ensemble fonctionnel modularité plug + go, médiale gauche ou latérale droite*** | | | | |
| Étriers de pied modulaires, ancrages modulaires et montants modulaires | | | | | | |
| 13 | BP0706-L020 | douille de guidage | usure | remplacer | tous les 6 mois | 18 mois |
| 14 | voir catalogue | étrier de pied modulaire | usure ou rupture | remplacer | tous les 6 mois | 48 mois |
| 15 | voir catalogue | ancres modulaires et montants modulaires | usure ou rupture | remplacer | tous les 6 mois | au besoin |

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

** fait partie intégrante de l'ensemble fonctionnel

*** composants modulaires compris peuvent également être remplacés séparément