

Orthopédiste : _____

Société : _____

Numéro de client : _____

Date : _____

Veuillez noter que les données personnelles seront sauvegardées et utilisées pour traiter la commande ainsi que pour des analyses statistiques. Prenez en considération le fait que les données indiquées constituent la base du calcul de la charge de l'orthèse. Au cours de l'utilisation de l'orthèse, ces données peuvent changer. Tenez compte des changements prévisibles en remplissant la fiche pour le traitement orthétique (p. ex. variations du poids, croissance ou changement de la force musculaire).

DONNÉES DU PATIENT OU DE LA PATIENTE

Nom du patient
ou de la patiente

Année de naissance

Poids

Jambe

kg

jambe gauche

jambe droite

Pour des raisons de protection des données, veuillez indiquer seulement les deux premières lettres du nom et du prénom.

Sexe

Taille

Veuillez remplir deux fiches pour le traitement orthétique si les points suivants diffèrent d'une jambe à l'autre.

féminin
masculin
divers


cm

Mesures de la chaussure

Pointure (UE)

(longueur du pied + 1,5 cm) x 1,5

Liberté de mouvement dans l'articulation talo-crurale




Dorsale

Plantaire

○

○



Hauteur de talon (A)

Dénivelé ($x = A - B$)

mm

mm

Épaisseur de semelle (B)

Compensation de hauteur (C)

mm

mm

Types de marche selon l'Amsterdam Gait Classification

Types de marche	Type 1	Type 2	Type 3	Type 4	Type 5
Genou	en position normale	en hyperextension	en hyperextension	en flexion	en flexion
Contact au sol	complet	complet	incomplet	incomplet	complet

Activité



1. Marcheurs/Marcheuses en intérieur

L'activité 1 de la classification FIOR & GENTZ correspond au niveau IV du système de classification GMFCS et au niveau 2 de l'échelle de classification FMS. On trouvera ci-après de plus amples informations sur ces deux niveaux de classification.

GMFCS Niveau IV : Le patient/la patiente ne peut se déplacer qu'avec des dispositifs médicaux. Il/elle peut marcher avec des aides à la marche sans l'assistance d'un tiers. Il/elle doit se tenir à la rampe pour monter un escalier et a besoin de l'assistance de tiers. Il/elle ne peut parcourir de longs trajets qu'avec des dispositifs médicaux.

FMS Niveau 2 : Outre une orthèse, le patient/la patiente nécessite une aide à la marche pour pouvoir marcher sans l'assistance de tiers.



3. Marcheurs/Marcheuses en extérieur sans restrictions

L'activité 3 de la classification FIOR & GENTZ correspond au niveau II du système de classification GMFCS et au niveau 5 de l'échelle de classification FMS. On trouvera ci-après de plus amples informations sur ces deux niveaux de classification.

GMFCS Niveau II : Le patient/la patiente peut dans la plupart des cas se déplacer librement. Il/elle doit se tenir à la rampe d'une main pour monter un escalier. Courir, sauter, effectuer de longs trajets, des sols inégaux et se mouvoir dans la foule lui posent des problèmes.

FMS Niveau 5 : Outre une orthèse, le patient/la patiente ne nécessite pas d'autres dispositifs médicaux ni l'assistance de tiers. Il/elle doit se tenir à la rampe d'une main pour monter un escalier.



2. Marcheurs/Marcheuses en extérieur avec restrictions

L'activité 2 de la classification FIOR & GENTZ correspond au niveau III du système de classification GMFCS et au niveau 3 de l'échelle de classification FMS. On trouvera ci-après de plus amples informations sur ces deux niveaux de classification.

GMFCS Niveau III : Le patient/la patiente ne peut se déplacer qu'avec des dispositifs médicaux. Il/elle peut marcher avec une canne sans l'assistance d'un tiers. Il/elle doit se tenir à la rampe pour monter un escalier et a besoin de l'assistance de tiers. Il/elle ne peut parcourir de longs trajets qu'avec des dispositifs médicaux.

FMS Niveau 3 : Outre une orthèse, le patient/la patiente nécessite une canne pour pouvoir marcher sans l'assistance de tiers.



4. Marcheurs/Marcheuses en extérieur sans restrictions et avec exigences particulièrement hautes

L'activité 4 de la classification FIOR & GENTZ correspond au niveau I du système de classification GMFCS et au niveau 6 de l'échelle de classification FMS. On trouvera ci-après de plus amples informations sur ces deux niveaux de classification.

GMFCS Niveau I : Le patient/la patiente peut se déplacer librement. Courir, sauter et monter un escalier sans se tenir à la rampe ne lui posent aucun problème.

FMS Niveau 6 : Outre une orthèse, le patient/la patiente ne nécessite pas d'autres dispositifs médicaux ni l'assistance de tiers. Il/elle peut se déplacer sur tous les terrains et les foules ne lui posent pas de problèmes.

Exigences au niveau de l'orthèse



Marches à monter ou descendre par jour

< 10 11 - 50 > 50



Le patient ou la patiente est en mesure d'atteindre l'articulation de cheville modulaire avec sa main en toute sécurité.

oui non



Dénivelé à parcourir par jour

< 10 11 - 50 > 50

DONNÉES DE L'ORTHÈSE

Notes prises lors de la consultation avec le patient ou la patiente (par ex. traitement antérieur)
