

Contrôle de la conception de l'orthèse sur le patient – statique

1ère

question :

Est-il possible de se tenir debout et d'avoir les mains libres sans d'autres dispositifs médicaux?




2ème

question :

Est-il possible de déplacer le centre de gravité du corps vers l'avant ?



Si la réponse à une de ces questions est Non, d'autres réglages sont nécessaires. Ceux-ci doivent toujours être effectués sur l'établi et pas en portant l'orthèse !



Vous trouverez de plus amples informations dans les tutoriels en lignes.
www.fior-gentz.de/fr/tutoriels-en-ligne