



Description

La chaussure d'orthèse CROSSROADS offre suffisamment d'espace pour des orthèses avec une articulation de cheville grâce à son matériau textile élastique intégré qui empêche en même temps la déformation de la tige de la chaussure.

Caractéristiques :

- ➔ bord de la tige de forme anatomique et contrefort intégré pour une tenue sûre du pied
- ➔ boucle pour chausser permettant de chausser et rechausser aisément
- ➔ avec laçage (instructions de laçage à une main ci-joint)
- ➔ 2 semelles intérieures pour la compensation de volume
- ➔ variante marron de la chaussure avec une semelle extérieure multifonctionnelle
- ➔ variante noire de la chaussure avec une semelle plate vibram®

Matériau :

- ➔ dessus en cuir de haute qualité
- ➔ matériau textile élastique

Conception de la chaussure :

- ➔ disponible en paire dans quatre combinaisons
- ➔ disponible en marron et en noir

La chaussure d'orthèse CROSSROADS est livrée avec les articles suivantes :

semelle intérieure avec revêtement de cuir

semelle intérieure sans revêtement de cuir

lacet, 80 cm (pour l'utilisation normale)

lacet, 110 cm (pour le laçage à une main)

instructions de laçage à une main

CROSSROADS

Chaussure d'orthèse.

Différente.



CROSSROADS

PARKSTREET

URBANSTREET

CITYDRIVE

CROSSROADS, marron



REGULAR gauche et droite pour des pieds normales avec et sans une orthèse

Pointure	Référence	Longueur de la semelle intérieure
36	OS4532-36	235 mm
37	OS4532-37	242 mm
38	OS4532-38	249 mm
39	OS4532-39	254 mm
40	OS4532-40	261 mm
41	OS4532-41	268 mm
42	OS4532-42	275 mm
43	OS4532-43	281 mm
44	OS4532-44	287 mm
45	OS4532-45	294 mm
46	OS4532-46	301 mm
47	OS4532-47	307 mm
48	OS4532-48	314 mm



REGULAR gauche/SLIM droite pour des pieds étroits avec une orthèse à la jambe gauche

Pointure	Référence	Longueur de la semelle intérieure
36	OS9932-36	235 mm
37	OS9932-37	242 mm
38	OS9932-38	249 mm
39	OS9932-39	254 mm
40	OS9932-40	261 mm
41	OS9932-41	268 mm
42	OS9932-42	275 mm
43	OS9932-43	281 mm
44	OS9932-44	287 mm
45	OS9932-45	294 mm
46	OS9932-46	301 mm
47	OS9932-47	307 mm
48	OS9932-48	314 mm



SLIM gauche/REGULAR droite pour des pieds étroits avec une orthèse à la jambe droite

Pointure	Référence	Longueur de la semelle intérieure
36	OS8932-36	235 mm
37	OS8932-37	242 mm
38	OS8932-38	249 mm
39	OS8932-39	254 mm
40	OS8932-40	261 mm
41	OS8932-41	268 mm
42	OS8932-42	275 mm
43	OS8932-43	281 mm
44	OS8932-44	287 mm
45	OS8932-45	294 mm
46	OS8932-46	301 mm
47	OS8932-47	307 mm
48	OS8932-48	314 mm



SLIM gauche et droite pour des pieds étroits avec une orthèse sans articulations

Pointure	Référence	Longueur de la semelle intérieure
36	OS4132-36	235 mm
37	OS4132-37	242 mm
38	OS4132-38	249 mm
39	OS4132-39	254 mm
40	OS4132-40	261 mm
41	OS4132-41	268 mm
42	OS4132-42	275 mm
43	OS4132-43	281 mm
44	OS4132-44	287 mm
45	OS4132-45	294 mm
46	OS4132-46	301 mm
47	OS4132-47	307 mm
48	OS4132-48	314 mm



CROSSROADS

Chaussure d'orthèse.
Différente.

CROSSROADS, noire



REGULAR gauche et droite pour des pieds normales avec et sans une orthèse

Pointure	Référence	Longueur de la semelle intérieure
36	OS4500-36	235 mm
37	OS4500-37	242 mm
38	OS4500-38	249 mm
39	OS4500-39	254 mm
40	OS4500-40	261 mm
41	OS4500-41	268 mm
42	OS4500-42	275 mm
43	OS4500-43	281 mm
44	OS4500-44	287 mm
45	OS4500-45	294 mm
46	OS4500-46	301 mm
47	OS4500-47	307 mm
48	OS4500-48	314 mm



REGULAR gauche/SLIM droite pour des pieds étroits avec une orthèse à la jambe gauche

Pointure	Référence	Longueur de la semelle intérieure
36	OS9900-36	235 mm
37	OS9900-37	242 mm
38	OS9900-38	249 mm
39	OS9900-39	254 mm
40	OS9900-40	261 mm
41	OS9900-41	268 mm
42	OS9900-42	275 mm
43	OS9900-43	281 mm
44	OS9900-44	287 mm
45	OS9900-45	294 mm
46	OS9900-46	301 mm
47	OS9900-47	307 mm
48	OS9900-48	314 mm



SLIM gauche/REGULAR droite pour des pieds étroits avec une orthèse à la jambe droite

Pointure	Référence	Longueur de la semelle intérieure
36	OS8900-36	235 mm
37	OS8900-37	242 mm
38	OS8900-38	249 mm
39	OS8900-39	254 mm
40	OS8900-40	261 mm
41	OS8900-41	268 mm
42	OS8900-42	275 mm
43	OS8900-43	281 mm
44	OS8900-44	287 mm
45	OS8900-45	294 mm
46	OS8900-46	301 mm
47	OS8900-47	307 mm
48	OS8900-48	314 mm



SLIM gauche et droite pour des pieds étroits avec une orthèse sans articulations

Pointure	Référence	Longueur de la semelle intérieure
36	OS4100-36	235 mm
37	OS4100-37	242 mm
38	OS4100-38	249 mm
39	OS4100-39	254 mm
40	OS4100-40	261 mm
41	OS4100-41	268 mm
42	OS4100-42	275 mm
43	OS4100-43	281 mm
44	OS4100-44	287 mm
45	OS4100-45	294 mm
46	OS4100-46	301 mm
47	OS4100-47	307 mm
48	OS4100-48	314 mm



Mesures de chaussure		Usage
Dénivelé*	15 mm	h-Cast
Hauteur du talon**	25 mm	Configurateur d'orthèse

*La hauteur du dénivelé correspond à la hauteur de la plaque de h-Cast à utiliser lors de l'examen clinique.

**La hauteur du talon est saisie dans le Configurateur d'orthèse dans le cadre de la base de calcul.

Accessoires : plaque EVA pour l'élévation de la semelle extérieure, orange



Accessoires : semelle plate vibram®, miel



Accessoires pour CROSSROADS, marron

Pos.	Référence	Désignation	Longueur x largeur x épaisseur [mm]	Unité
1	PL4532-0S	plaque EVA pour l'élévation de la semelle extérieure, orange	400 x 200 x 20	plaque

Accessoires pour CROSSROADS, marron

Pos.	Pointure	Référence	Désignation	Unité
2	37/38	FS9701-3738	semelle plate vibram®, miel	paire
2	39/40	FS9701-3940	semelle plate vibram®, miel	paire
2	41/42	FS9701-4142	semelle plate vibram®, miel	paire
2	43/44	FS9701-4344	semelle plate vibram®, miel	paire
2	45/46	FS9701-4546	semelle plate vibram®, miel	paire
2	47/48	FS9701-4748	semelle plate vibram®, miel	paire

Accessoires : plaque EVA pour l'élévation de la semelle extérieure, noire



Accessoires : semelle plate vibram®, noire



Accessoires pour CROSSROADS, noire

Pos.	Référence	Désignation	Longueur x largeur x épaisseur [mm]	Unité
3	PL4500-0S	plaque EVA pour l'élévation de la semelle extérieure, noire	400 x 200 x 20	plaque

Accessoires pour CROSSROADS, noire

Pos.	Pointure	Référence	Désignation	Unité
4	37/38	FS9702-3738	semelle plate vibram®, noire	paire
4	39/40	FS9702-3940	semelle plate vibram®, noire	paire
4	41/42	FS9702-4142	semelle plate vibram®, noire	paire
4	43/44	FS9702-4344	semelle plate vibram®, noire	paire
4	45/46	FS9702-4546	semelle plate vibram®, noire	paire
4	47/48	FS9702-4748	semelle plate vibram®, noire	paire