


NEURO CLASSIC-SPRING

Articulation de cheville modulaire avec
 l'option de transformation à la modularité plug + go



meilleure intégration
 dans le stratifié grâce au
 canal du ressort incliné

disponible en acier et titane

transformable en articulation modulaire
 avec la modularité plug + go
 par le remplacement
 de l'ensemble fonctionnel et le limage
 de l'étrier de pied modulaire

durée de vie particulièrement longue
 grâce à la nouvelle conception des
 ressorts de pression



Droite



Coudée en haut
 vers l'intérieur



Coudée en haut
 vers l'extérieur



10 mm



12 mm



14 mm



16 mm



20 mm

NEURO VARIO-SPRING 2

Articulation de cheville modulaire avec l'option de transformation à la modularité plug + go

Des articulations de cheville modulaires avec la modularité plug+go ont les mêmes étriers de pied modulaires, les mêmes parties supérieures de l'articulation et les mêmes gabarits pour montage/stratification. Toutes les différences fonctionnelles se trouvent dans la plaque supérieure qui peut être rapidement et facilement interchangeable pour faire des transformations entre les articulations modulaires. Les articulations de genou modulaires avec la modularité plug + go comprennent entre autre la NEURO VARIO 2, la NEURO VARIO-SWING et la NEURO SWING 2.

plug+go
MODULARITY

NEURO
VARIO-SPRING 2



amortissement du bruit intégré

meilleure intégration dans le stratifié grâce au canal du ressort incliné

disponible en acier et titane

durée de vie particulièrement longue grâce à la nouvelle conception des ressorts de pression



Droite



Coudée en haut vers l'intérieur



Coudée en haut vers l'extérieur



10 mm



12 mm



14 mm



16 mm



20 mm