

Vue d'ensemble des articulations de cheville modulaires

Utilisez notre
Configurateur d'orthèse



		NEURO CLASSIC avec étrier de pied modulaire à mouvement libre	NEURO CLASSIC avec étrier de pied modulaire statique	NEURO CLASSIC avec modularité plug + go	NEURO CLASSIC Carbon	NEURO CLASSIC-SPRING	NEURO CLASSIC-SWING	NEURO VARIO-CLASSIC	NEURO VARIO-CLASSIC 2	NEURO VARIO	NEURO VARIO 2	NEURO VARIO-SPRING	NEURO VARIO-SPRING 2	NEURO VARIO-SWING	NEURO SWING-CLASSIC	NEURO SWING*	NEURO SWING 2	NEURO HISWING	NEURO HISWING R+	NEURO SWING Carbon
BUTÉE DORSALE	sans	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	statique	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	dynamique en raison de la force de rappel réglable	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	angle de la flexion dorsale ajustable à l'articulation modulaire	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ PAR LE PATIENT	✓ PAR LE PATIENT	✓
	angle de la flexion dorsale ajustable par limage à l'étrier de pied modulaire	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BUTÉE PLANTAIRE	sans	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	sans, avec fonction de relèvement du pied	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	dynamique en raison de la force de rappel réglable	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	angle de la flexion plantaire ajustable à l'articulation modulaire	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓ PAR LE PATIENT	✓ PAR LE PATIENT	✓
	statique	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	angle de la flexion plantaire ajustable par limage à l'étrier de pied modulaire	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	amortissement du bruit intégré	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗
	changement de mode via l'application	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
	résistante à l'eau	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓